

Kaninchen-Anti-Human-Cd200/Ox2-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P41217

Artikelnummer: CM0008937

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD200/OX2. Für Anwendungen in der Durchflusszytometrie an humanen Proben validiert. Geeignet zur Untersuchung der T-Zell-Kostimulation und der Aktivität myeloider Zellen. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-CD200/OX2-mAk
Bemerkungen/Alias	CD200; MOX1; MOX2; MRC; OX-2; CD200-Molekül
Art	Mensch
Gen-ID	4345
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P41217
Proteingewicht	30 kDa/31 kDa/32 kDa
Versand	Kühlakku