

Kaninchen Anti-Human Cd200/Ox2 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P41217

Artikelnummer: CM0008535

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, konjugiert an , der spezifisch menschliches CD200/OX2 erkennt. Geeignet für Durchflusszytometrie in Studien zur Immunregulation. P41217.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD200/OX2 mAk
Bemerkungen/Alias	CD200; MOX1; MOX2; MRC; OX-2; CD200 Molekül
Spezies	Mensch
Gen-ID	4345
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 31-232 von menschlichem CD200/OX2 (NP_001352780.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P41217
Proteingewicht	30kDa/31kDa/32kDa
Versand	Eisbeutel