


Kaninchen Anti-Mensch Cd200R Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q8Td46

Artikelnummer: CM0009261



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD200R (OX2R). Entwickelt für Anwendungen in der Durchflusszytometrie (FC). Spezifisch für den humanen CD200-Rezeptor 1, einen inhibitorischen Immun-Checkpoint-Rezeptor, der an der Regulation von Entzündungen beteiligt ist. Ideal für Immunphänotypisierung und immuno-onkologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD200R mAb
Bemerkungen/Aliase	OX2R; MOX2R; CD200R; HCRTR2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	131450
Gen-ID	131450
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 29-240 von humanem CD200R (NP_740750.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8TD46
Proteinmasse	19 kDa/21 kDa/37 kDa/39 kDa
Versand	Eisbeutel