


Kaninchen Anti-Humaner Cd200R Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q8Td46

Artikelnummer: CM0009025



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD200R, konjugiert an , validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt CD200-Rezeptorexpression auf Immunzellen in der Immunonkologie- und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner CD200R mAb
Bemerkungen/Alias	OX2R; MOX2R; CD200R; HCRTR2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	131450
Gen-ID	131450
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 29-240 von humanem CD200R (NP_740750.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8TD46
Proteingewicht	19kDa/21kDa/37kDa/39kDa
Versand	Eisbeutel