


Kaninchen-Anti-Human-Cd201/Epcr-Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q9Unn8

Artikelnummer: CM0011356



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD201/EPCR (EPCR). Für die Durchflusszytometrie validiert, bindet er an den endothelialen Protein-C-Rezeptor, der an der Gerinnung beteiligt ist. Ideal für die Entwicklung von IVD-Assays und die Erforschung der Hämostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-CD201/EPCR-mAk
Bemerkungen/Alias	PROCR; CCCA; CCD41; EPCR; Protein-C-Rezeptor
Spezies	Mensch
Gen-ID	10544
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 18-210 des humanen CD201/EPCR (NP_006395.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UNN8
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Kühlakku