


Kaninchen Anti-Human Cd201/Epcr Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q9Unn8

Artikelnummer: CM0008301



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humanes CD201/EPCR gerichtet ist und für die Durchflusszytometrie validiert wurde. Ideal zur Untersuchung des Protein-C-Antikoagulationswegs und der Endothelzellbiologie in der Hämostaseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD201/EPCR mAk
Bemerkungen/Alias	PROCR; CCCA; CCD41; EPCR; Protein-C-Rezeptor
Spezies	Human
GenID (Human)	10544
GenID	10544
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 18-210 von humanem CD201/EPCR (NP_006395.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9UNN8
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel