


## Kaninchen Anti-Human Cd201/Epcr Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q9Unn8

Artikelnummer: CM0008533



### Einführung

Kaninchen-rekombinanter monoklonaler Antikörper gegen humanes CD201/EPCR, konjugiert mit für die Durchflusszytometrie. Detektiert endogenes CD201/EPCR auf Endothelzellen. Ideal für die Hämostase-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen anti-Human CD201/EPCR mAk                                                                                                |
| Bemerkungen/Alias | PROCR; CCCA; CCD41; EPCR; Protein-C-Rezeptor                                                                                       |
| Spezies           | Human                                                                                                                              |
| Gen-ID            | 10544                                                                                                                              |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 18-210 von humanem CD201/EPCR (NP_006395.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                          |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                             |
| Anwendung         | FC                                                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                              |
| SWISS             | Q9UNN8                                                                                                                             |
| Proteingewicht    | 26kDa                                                                                                                              |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                          |