


Kaninchen-Anti-Humaner Cd201/Epcr Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q9Unn8

Artikelnummer: CM0004546



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD201/EPCR, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung des Protein C-Antikoagulationswegs in Endothelzellen, die Gerinnungsforschung und die Hämostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	Kaninchen-anti-humaner CD201/EPCR mAb
Bemerkungen/Alias	PROCR; CCCA; CCD41; EPCR; Protein C-Rezeptor
Spezies	Human
GeneID (Human)	10544
GeneID	10544
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 18-210 von humanem CD201/EPCR (NP_006395.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9UNN8
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eistüte