


Kaninchen Anti-Humaner Cd204 Mab Für Fc - P21757

Artikelnummer: CM0009287



Einführung

-konjugierter Kaninchen anti-humaner CD204 monoklonaler Antikörper, validiert für Durchflusszytometrie (FC). Ziel ist der humane Makrophagen-Scavenger-Rezeptor MSR1 (CD204), ein Schlüsselrezeptor bei der Aufnahme modifizierter LDL und der angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner CD204 mAb
Bemerkungen/Alias	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4481
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 77-451 des humanen CD204 (NP_619729.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonaler Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
UniProt Zugangsnummer	P21757
Proteingewicht	40kDa/43kDa/50kDa
Versand	Eisbeutel