


Kaninchen-Anti-Humanes Cd204 Monoklonales Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P21757

Artikelnummer: CM0010382



Einführung

Konjugierter monoklonaler Antikörper gegen humanes CD204 (MSR1/SCARA1) für die Durchflusszytometrie. In humanen Proben validiert; erkennt den Scavenger-Rezeptor, der an der Aufnahme modifizierter LDL und der angeborenen Immunität beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humanes CD204 mAb
Bemerkungen/Alias	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	4481
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 77-451 des humanen CD204 (NP_619729.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P21757
Proteingewicht	40 kDa/43 kDa/50 kDa
Versand	Kühlakku