


Kaninchen-Anti-Human-Cd206/MMr-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P22897

Artikelnummer: CM0011747



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD206/MMR für die Durchflusszytometrie. Entwickelt gegen die rekombinante extrazelluläre Domäne, geeignet für den Nachweis des Mannose-Rezeptors von Makrophagen in humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-CD206/MMR-mAb
Bezeichnungen/Aliase	MMR; hMR; CD206; MRC1L1; CLEC13D; CLEC13DL; bA541I19.1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	4360
GeneID	4360
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 19-1389 des humanen Mannose-Rezeptors/CD206 (NP_002429.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P22897
Proteingewicht	166 kDa
Versand	Kühlakku