


Kaninchen-Anti-Humaner Cd206/Mmr-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P22897

Artikelnummer: CM0008122



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-anti-humaner CD206/MMR-Antikörper für die Durchflusszytometrie. Richtet sich gegen den humanen Makrophagen-Mannose-Rezeptor 1 und ist für FC validiert. Geeignet für die Forschung in der Immunonkologie und zu Infektionskrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner CD206/MMR-mAb
Bemerkungen/Alias	MMR; hMR; CD206; MRC1L1; CLEC13D; CLEC13DL; bA541i19.1
Spezies	Mensch
Gen-ID	4360
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 19-1389 des humanen Mannose-Rezeptors/CD206 (NP_002429.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P22897
Proteingewicht	166 kDa
Versand	Kühlakku