


Kaninchen-Anti-Mensch Cd213A1/IL-13R α 1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P78552

Artikelnummer: CM0011407



Einführung

Rekombinanter kanin-monoklonaler Antikörper gegen humanes IL-13R α 1 (CD213a1), konjugiert mit . Validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Untersuchung von IL13/IL4-Rezeptorsignalen in der Immun- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Mensch CD213a1/IL-13R α 1 mAk
Bemerkungen/Alias	IL13RA1; CD213A1; CT19; IL-13Ra; NR4; Interleukin-13-Rezeptor-Untereinheit alpha-1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3597
GeneID	3597
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 29-343 des humanen CD213a1/IL-13R α 1 (NP_001551.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P78552
Proteinmasse	31 kDa/48 kDa
Versand	Eisbeutel