


Kaninchen Anti-Human Cd213A1/IL-13R α 1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P78552

Artikelnummer: CM0008290



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes CD213a1/IL-13R α 1 gerichtet ist, validiert für Durchflusszytometrie. Bindet an die extrazelluläre Domäne, geeignet für Immunologie- und Zytokin-Signalwegforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD213a1/IL-13R α 1 mAk
Bemerkungen/Alias	IL13RA1; CD213A1; CT19; IL-13Ra; NR4; Interleukin-13-Rezeptor-Untereinheit Alpha-1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3597
Gen-ID	3597
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 29-343 von humanem CD213a1/IL-13R α 1 (NP_001551.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P78552
Proteingewicht	31kDa/48kDa
Versand	Eisbeutel