

Kaninchen Anti-Human Cd215/IL-15R Alpha Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q13261

Artikelnummer: CM0003997



Einführung

Hochaffiner -konjugierter kaninchenmonoklonaler Antikörper, der gegen humanes CD215/IL-15-Rezeptor-alpha gerichtet ist, für die Durchflusszytometrie. Validiert für humane Proben, ideal für Studien zur Signaltransduktion von Immunzellrezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD215/IL-15R alpha mAk
Bemerkungen/Alias	CD215
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3601
Gen-ID	3601
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 31-205 von humanem CD215/IL-15R alpha (NP_002180.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q13261
Proteingewicht	28kDa
Eisbeutel	