

Kaninchen Anti-Human Cd215/IL-15R Alpha Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q13261

Artikelnummer: CM0011055



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD215/IL-15R alpha. Validiert für FC-Anwendungen. Hochaffiner IL-15-Rezeptor, der an der Immunsignalübertragung beteiligt ist. Ideal für die Immunologie- und Onkologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD215/IL-15R alpha mAb
Bemerkungen/Alias	CD215
Spezies	Human
GeneID	3601
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 31-205 von humanem CD215/IL-15R alpha (NP_002180.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q13261
Protein-Gewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel