

Kaninchen-Anti-Mensch Cd215/IL-15R Alpha Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q13261

Artikelnummer: CM0010342



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD215/IL-15R alpha (IL15RA). Validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt den humanen Rezeptor mit einem Proteingewicht von 15–28 kDa, geeignet für Immunsignaling- und Rezeptorstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD215/IL-15R alpha mAb
Anmerkungen/Alias	IL15RA; CD215; Interleukin-15 Rezeptor-Untereinheit alpha
Spezies	Mensch
GenID	3601
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 31-205 von menschlichem CD215/IL-15R alpha (NP_002180.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13261
Proteingewicht	15–28 kDa
Versand	Eisbeutel