


Kaninchen Anti-Human Cd22 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P20273

Artikelnummer: CM0006086



Einführung

-konjugierter Kaninchen anti-human CD22 monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Reagiert mit dem humanen B-Zell-Rezeptor CD22 (95 kDa), einem Mitglied der Siglec-Familie, das an der B-Zell-Signalübertragung und Adhäsion beteiligt ist. Ideal für die B-Zell-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human CD22 mAb
Bemerkungen/Alias	CD22; SIGLEC-2; SIGLEC2; CD22-Molekül
Spezies	Human
GeneID (Human)	933
GeneID	933
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-687 von humanem CD22 (NP_001762.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P20273
Protein-Gewicht	95kDa
Versand	Eisbeutel