


Kaninchen Anti-Human Cd22 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P20273

Artikelnummer: CM0005724



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humanes CD22 (Siglec-2) gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie an B-Lymphozyten. Rekombinantes Immunogen (aa 20-687). Ideal für Immunphänotypisierung und B-Zell-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD22 mAb
Bemerkungen/Alias	SIGLEC2; SIGLEC-2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	933
Gen-ID	933
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-687 von humanem CD22 (NP_001762.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P20273
Proteingewicht	95kDa
Versand	Eisbeutel