

Kaninchen Anti-Mensch Cd225/Ifitm1 Monoklonaler Antikörper Für Fc (Intrazellulär) - P13164

Artikelnummer: CM0009556

Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches CD225/IFITM1 für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Ideal für antivirale und Krebsforschung; reagiert mit menschlichen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Mensch CD225/IFITM1 mAk
Bemerkungen/Alias	9-27; CD225; IFI17; LEU13; DSPA2a
Spezies	Mensch
Gen-ID	8519
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-80 von menschlichem CD225/IFITM1 (NP_003632.4) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P13164
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Eisbeutel