


Kaninchen Anti-Humanes Cd226/Dnam-1 Mab Für Fc - Q15762

Artikelnummer: CM0012437



Einführung

-konjugierter monoklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes CD226/DNAM-1, einen kostimulatorischen Rezeptor auf T- und NK-Zellen. Validiert für Durchflusszytometrie; ideal zum Studieren von Immunzelladhäsion, Zytotoxizität und Lymphozytensignalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humanes CD226/DNAM-1 mAb
Bemerkungen/Alias	PTA1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10666
Gen-ID	10666
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 19-247 von humanem CD226/DNAM-1 (NP_006557.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q15762
Protein-Gewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel