


Kaninchen-Anti-Human-Cd226/Dnam-1-Mab - Q15762

Artikelnummer: CM0007960



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD226/DNAM-1, validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet zur Untersuchung der Adhäsion von Immunzellen, der Zytotoxizität von NK- und T-Zellen sowie der Immunüberwachung von Tumoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-CD226/DNAM-1-mAb
Bemerkungen/Alias	PTA1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10666
Gen-ID	10666
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 19-247 des humanen CD226/DNAM-1 (NP_006557.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q15762
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Kühlakku