


Kaninchen Anti-Mensch Cd226/Dnam-1 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q15762

Artikelnummer: CM0007986



Einführung

Hochleistungsfähiger -konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD226/DNAM-1, validiert für die Durchflusszytometrie. Unentbehrliches Werkzeug für die Untersuchung der NK- und T-zellvermittelten Zytotoxizität in der immuno-onkologischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch CD226/DNAM-1 mAk
Bemerkungen/Aliase	PTA1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10666
GenID	10666
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 19-247 von humanem CD226/DNAM-1 (NP_006557.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q15762
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Eisbeutel