

Kaninchen Anti-Human Cd228/Mfi2 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P08582

Artikelnummer: CM0012084



Einführung

-konjugierter kaninchener monoklonaler Anti-Human CD228/MFI2 (Melanotransferrin) Antikörper für Durchflusszytometrie. Erkennt ein 32/80 kDa Protein in humanen Proben. Ideal für Melanom-, Fetalgewebe- und Eisentransport-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD228/MFI2 mAk
Bemerkungen/Alias	MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97
Spezies	Human
GenID (Human)	4241
GenID	4241
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-708 von humanem CD228/MFI2 (NP_005920.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P08582
Proteingewicht	32kDa/80kDa
Versand	Eisbeutel