

Kaninchen-Anti-Humaner Cd228/Mfi2-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P08582

Artikelnummer: CM0011127



Einführung

Mit konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD228/Melanotransferrin (MFI2). Für die Durchflusszytometrie validiert. Ideal für Studien zu Melanomen und zum Eisenstoffwechsel. Kreuzreaktiv mit Human.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humanes CD228/MFI2-mAb
Bezeichnungen/Alias	MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97
Art	Human
Gen-ID (Human)	4241
Gen-ID	4241
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20–708 des humanen CD228/MFI2 (NP_005920.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P08582
Proteingewicht	32 kDa/80 kDa
Versand	Kühlakku