

## Kaninchen-Anti-Humanes Cd228/Mfi2-Monoklonales Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P08582

Artikelnummer: CM0008363



### Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD228/MFI2 (Melanotransferrin, p97) für die Durchflusszytometrie. Erkennt ein Melanom-assoziiertes Antigen und einen Eisentransporter; geeignet für humane Proben. P08582.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter           | Wert                                                                                                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname         | Kaninchen-anti-humanes CD228/MFI2-mAk                                                                                       |
| Bezeichnungen/Alias | MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97                                                                                               |
| Art                 | Mensch                                                                                                                      |
| GeneID (Mensch)     | 4241                                                                                                                        |
| GeneID              | 4241                                                                                                                        |
| Immunogen           | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 20-708 des humanen CD228/MFI2 (NP_005920.2) entspricht. |
| Quelle              | Kaninchen                                                                                                                   |
| Kategorie           | Monoklonale Antikörper                                                                                                      |
| Anwendung           | FC                                                                                                                          |
| Kreuzreaktivität    | Mensch                                                                                                                      |
| SWISS               | P08582                                                                                                                      |
| Proteingewicht      | 32 kDa/80 kDa                                                                                                               |
| Versand             | Kühlakku                                                                                                                    |