


Kaninchen-Anti-Human-Cd235A/Glykophorin-A-Mab Für Fc - P02724

Artikelnummer: CM0008434



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD235a/Glykophorin A. Für die Durchflusszytometrie validiert, reagiert mit humanem Material. Wichtigstes Erythrozytenmembranprotein und Antigen des MN-Blutgruppensystems. Ideal für die Blutforschung und Studien zu Infektionskrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-CD235a/Glykophorin-A-mAb
Bemerkungen/Alias	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GPErik; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C)
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2993
GeneID	2993
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-91 des humanen CD235a (NP_002090.4) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P02724
Proteingewicht	13 kDa/16 kDa
Versand	Kühlakku