


Kaninchen Anti-Human Cd235A/Glycophorin A Monoklonaler Antikörper Für Fc - P02724

Artikelnummer: CM0008475



Einführung

-konjugierter kaninchener monoklonaler Antikörper, der gegen humanes CD235a/Glycophorin A gerichtet ist, für die Durchflusszytometrie. Validiert in humanen Proben. Hauptmembranprotein von Erythrozyten mit MN-Blutgruppenantigenen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD235a/Glycophorin A mAk
Bemerkungen/Alias	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GPErik; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C)
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2993
Gen-ID	2993
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P02724
Proteingewicht	13kDa/16kDa
Versand	Eisbeutel