


Kaninchen-Anti-Human-Cd235A/Glykophorin-A-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie (Fc) - P02724

Artikelnummer: CM0011533



Einführung

-markierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD235a/Glykophorin A (GYPA) für die Durchflusszytometrie. Kreuzreaktiv mit humanen Proben; geeignet für die Erforschung der Erythrozytenmembran und von Blutgruppenantigenen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-CD235a/Glykophorin-A-mAk
Bezeichnungen/Alias	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GP _{ERik} ; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C)
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2993
GeneID	2993
Immunogen	Rekombinantes Protein (rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-91 des humanen CD235a/Glykophorin A (NP_002090.4) enthält)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie (FC)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P02724
Proteingewicht	13 kDa/16 kDa
Versand	Kühlakku