


Kaninchen Anti-Human Cd235A/Glycophorin A Monoklonaler Antikörper Für Fc - P02724

Artikelnummer: CM0005385



Einführung

Hochwertiger, für die Durchflusszytometrie validierter, kaninischer monoklonaler Antikörper, spezifisch für humanes Glycophorin A (CD235a). Ideal für Erythrozytenmembranforschung, Blutgruppenantigenstudien und Wirt-Pathogen-Interaktionsassays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human CD235a/Glycophorin A mAb
Bemerkungen/Alias	MN, GPA, MNS, GPSAT, PAS-2, CD235a, GP _E rik, HGpMiV, HGpMiXI, HGpSta(C)
Spezies	Human
Gen-ID	2993
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 20-91 von humanem CD235a/Glycophorin A (NP_002090.4) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P02724
Proteingewicht	13kDa/16kDa
Versand	Eistasche