

Kaninchen-Anti-Humaner Cd239/Bcam-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P50895

Artikelnummer: CM0009370



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD239/BCAM. Für die Durchflusszytometrie (FC) validiert; reagiert spezifisch mit humanem CD239, einem 67-kDa-Zelladhäsionsmolekül, das an der Lamininbindung und Zellmigration beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner CD239/BCAM-mAb
Bezeichnungen/Aliase	BCAM; AU; CD239; LU; MSK19; basales Zelladhäsionsmolekül
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	4059
GeneID	4059
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 32-547 des humanen CD239/BCAM (NP_005572.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P50895
Proteingewicht	67 kDa
Versand	Kühlakku