

## Kaninchen Anti-Human Cd239/Bcam Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P50895

Artikelnummer: CM0008091



### Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD239/BCAM, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung von Zelladhäsion, Migration und dem Lutheran-Blutgruppenantigen in der Krebs- und Immunologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen anti-human CD239/BCAM mAb                                                                                             |
| Bemerkungen/Alias | BCAM                                                                                                                            |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                          |
| GeneID (Human)    | 4059                                                                                                                            |
| GeneID            | 4059                                                                                                                            |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 32-547 von humanem CD239/BCAM (NP_005572.2) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                       |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                          |
| Anwendung         | FC                                                                                                                              |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                          |
| SWISS             | P50895                                                                                                                          |
| Protein-Gewicht   | 67kDa                                                                                                                           |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                       |