

Kaninchen Anti-Human Cd24 Mab Für If/Icc, Fc - P25063

Artikelnummer: CM0005305

Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD24, direkt konjugiert mit . Validiert für Immunfluoreszenz und Durchflusszytometrie. Zielmolekül ist ein GPI-verankertes Glykoprotein, das die B-Zell-Aktivierung und Immunantworten reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD24 mAb
Anmerkungen/Alias	CD24A; CD24
Spezies	Human
Gen-ID	100133941
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-80 von humanem CD24 entspricht (NP_037362.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P25063
Proteingewicht	8 kDa; 13 kDa
Versand	Kühlakku