

Kaninchen Anti-Mensch Cd24 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P25063

Artikelnummer: CM0008637

Einführung

Mit konjugierter Kaninchen Anti-Mensch CD24 monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Validiert für FC, erkennt humanes CD24, das an der B-Zell-Aktivierung und Zelldifferenzierung beteiligt ist. Proteinmasse 8 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Mensch CD24 mAk
Bemerkung/Alias	CD24A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	100133941
GenID	100133941
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-80 von humanem CD24 entspricht (NP_037362.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P25063
Proteinmasse	8 kDa
Versand	Eisbeutel