

Kaninchen Anti-Humaner Cd244/2B4 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q9Bzw8

Artikelnummer: CM0009571

Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD244/2B4 (SLAMF4) für die Durchflusszytometrie. Spezifisch für natürliche Killerzellen und T-Zell-Subsets; in humanen Proben validiert. Ideal für die Immunzellprofilierung und funktionelle Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner CD244/2B4 mAb
Bemerkungen/Alias	CD244; 2B4; NAIL; NKR2B4; Nmrk; SLAMF4; CD244-Molekül
Spezies	Human
GeneID (Human)	51744
GeneID	51744
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend den Aminosäuren 22-221 von humanem CD244/2B4 (NP_001160135.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9BZW8
Proteingewicht	30kDa/36kDa/41kDa
Versand	Eisbeutel