

Kaninchen-Anti-Humaner-Cd244/2B4-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q9Bzw8

Artikelnummer: CM0010537

Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD244/2B4, getestet für die Durchflusszytometrie. Immunogen: rekombinantes Protein (AS 22-221). Erkennt den Rezeptor von NK-Zellen und eignet sich für die Erforschung der angeborenen und adaptiven Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humanes CD244/2B4-mAk
Bezeichnungen/Alias	CD244; 2B4; NAIL; NKR2B4; Nmrk; SLAMF4; CD244-Molekül
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51744
Gen-ID	51744
Immunogen	Rekombinantes Protein, entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 22-221 des humanen CD244/2B4 (NP_001160135.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9BZW8
Proteingewicht	30 kDa/36 kDa/41 kDa
Versand	Kühlakku