

Kaninchen Anti-Human Cd261/Trail-R1 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - 000220

Artikelnummer: CM0010389



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humanes CD261/TRAIL-R1 (TNFRSF10A, DR4) gerichtet ist. Entwickelt für Anwendungen der Durchflusszytometrie (FC). Reagiert mit Human. Ideal zur Untersuchung der TRAIL-induzierten Apoptose und NF-kB-Aktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD261/TRAIL-R1 mAk
Bemerkungen/Alias	TNFRSF10A; APO2; CD261; DR4; TRAILR-1; TRAILR1; TNF-Rezeptor-Superfamilienmitglied 10a
Spezies	Human
Gen-ID	8797 (Human)
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 124-232 von humanem CD261/TRAIL-R1 (NP_003835.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	000220
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel