

Kaninchen Anti-Human Cd261/Trail-R1 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - O00220

Artikelnummer: CM0010827



Einführung

Hochwertiger, mit konjugierter kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD261/TRAIL-R1 (TNFRSF10A) für die Durchflusszytometrie. Speziell für FC-Anwendungen entwickelt, zielt dieser Antikörper auf den Todesrezeptor TRAIL-R1 ab und ermöglicht die zuverlässige Detektion von apoptotischen Signalwegen in menschlichen Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD261/TRAIL-R1 mAk
Bemerkungen/Alias	TNFRSF10A; APO2; CD261; DR4; TRAILR-1; TRAILR1; TNF-Rezeptor-Superfamilie-Mitglied 10a
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8797
Gen-ID	8797
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 124-232 von humanem CD261/TRAIL-R1 (NP_003835.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O00220
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel