

Kaninchen Anti-Mensch Cd261/Trail-R1 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - 000220

Artikelnummer: CM0010119



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD261/TRAIL-R1 (DR4), validiert für die Durchflusszytometrie. Reagiert mit humanem TRAIL-R1; Molekulargewicht ca. 50 kDa. Geeignet für die Apoptose- und TRAIL-Signalforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD261/TRAIL-R1 mAb
Bemerkungen/Aliaße	TNFRSF10A; APO2; CD261; DR4; TRAILR-1; TRAILR1; TNF-Rezeptor-Superfamilienmitglied 10a
Spezies	Mensch
Gen-ID	8797
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 124-232 des humanen CD261/TRAIL-R1 (NP_003835.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	000220
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel