


Kaninchen Anti-Human Cd262/Dr5/Trailr2 Monoklonaler Antikörper Für Fc - O14763

Artikelnummer: CM0006020



Einführung

Der Kaninchen anti-Human CD262/DR5/TRAILR2 monoklonale Antikörper ist ein Fluorophor-konjugierter Antikörper für die Durchflusszytometrie (FC) zum Nachweis des menschlichen TRAIL-Rezeptors 2 (DR5), einem Schlüsselmediator der Apoptose. Aus Kaninchen, zielt auf Aminosäuren 56-182 ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD262/DR5/TRAILR2 mAk
Bemerkungen/Alias	TNFRSF10B; CD262; DR5; KILLER; KILLER/DR5; TRAIL-R2; TRAILR2; TRICK2; TRICK2A; TRICK2B; TRICKB; ZTNFR9; TNF-Rezeptor-Superfamilie-Mitglied 10b
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8795
GenID	8795
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 56-182 von menschlichem CD262/DR5/TRAILR2 (NP_003833.4) entspricht.)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O14763
Proteingewicht	12kDa/45kDa/47kDa
Versand	Eisbeutel