


Kaninchen-Anti-Humaner Cd262/Dr5/Trailr2-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - O14763

Artikelnummer: CM0008217



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD262/DR5/TRAILR2 (TNFRSF10B). Entwickelt für die Durchflusszytometrie zum Nachweis der TRAIL-Rezeptor-2-Expression und der Apoptose-Signalübertragung. Kreuzreaktiv mit humanem Antigen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner CD262/DR5/TRAILR2-mAb
Bemerkungen/Alias	TNFRSF10B; CD262; DR5; KILLER; KILLER/DR5; TRAIL-R2; TRAILR2; TRICK2; TRICK2A; TRICK2B; TRICKB; ZTNFR9; Mitglied 10b der TNF-Rezeptor-Superfamilie
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8795
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 56-182 des humanen CD262/DR5/TRAILR2 (NP_003833.4) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O14763
Proteingewicht	12 kDa/45 kDa/47 kDa
Versand	Kühlakku