

Kaninchen Anti-Humaner Cd263/Trail-R3 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - 014798

Artikelnummer: CM0012133

Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanen CD263/TRAIL-R3 (TNFRSF10C), einen Köderrezeptor, der TRAIL-induzierte Apoptose hemmt. Validiert für die Durchflusszytometrie, ideal für die Apoptose- und Immunologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner CD263/TRAIL-R3 mAb
Bemerkungen/Alias	TNFRSF10C; CD263; DCR1; DCR1-TNFR; LIT; TRAIL-R3; TRAILR3; TRID; TNF-Rezeptor-Superfamilie-Mitglied 10c
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	8794
GeneID	8794
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 26-235 von humanem CD263/TRAIL-R3 (NP_003832.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O14798
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Eisbeutel