

Kaninchen Anti-Humaner Cd26/Dpp4 Mak Für Die Durchflusszytometrie - P27487

Artikelnummer: CM0004425



Einführung

Kaninchen anti-humaner CD26/DPP4 monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Erkennt humanes CD26, ein T-Zell-Aktivierungsantigen und Dipeptidyl-Peptidase IV, das an der Immunregulation und Zelladhäsion beteiligt ist. Rekombinanter Kaninchen-mAk, UniProt P27487.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner CD26/DPP4 mAk
Bemerkungen/Alias	CD26; ADABP; ADCP2; DPPIV; TP103
Spezies	Human
GeneID (human)	1803
GeneID	1803
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 29-766 von humanem CD26/DPP4 (NP_001926.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P27487
Proteingewicht	88kDa
Versand	Eisbeutel