

Kaninchen Anti-Mensch Cd26/Dpp4 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P27487

Artikelnummer: CM0005478



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD26/DPP4. Validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für T-Zell-Aktivierung, Dipeptidyl-Peptidase-Studien und MERS-CoV-Rezeptorforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD26/DPP4 mAk
Bemerkungen/Alias	DPP4; ADABP; ADCP2; CD26; DPPIV; TP103; Dipeptidyl-Peptidase 4
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1803
GeneID	1803
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 29-766 des menschlichen CD26/DPP4 enthält (NP_001926.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P27487
Proteinmasse	88kDa
Versand	Eisbeutel