

Kaninchen Anti-Mensch Cd27 Mab Für Fc - P26842

Artikelnummer: CM0010817



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD27 (TNFRSF7), validiert für Durchflusszytometrie (FC). CD27 ist ein kostimulatorischer Immun-Checkpoint-Rezeptor auf T-Zellen, NK-Zellen und B-Zellen, der an der T-Zell-Aktivierung und Gedächtnisbildung beteiligt ist. Ideal für immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD27 mAb
Anmerkungen/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPF52
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	939
GeneID	939
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-192 des humanen CD27 (NP_001233.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P26842
Proteinmasse	29 kDa
Versand	Eisbeutel