

Kaninchen Anti-Human Cd27 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P26842

Artikelnummer: CM0009753



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD27 (TNFRSF7) für die Durchflusszytometrie. Immunogen: rekombinantes Protein (aa 21-192). Geeignet für T-Zell-, B-Zell- und NK-Zell-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human CD27 mAb
Bemerkungen/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	939
Gen-ID	939
Immunogen	Rekombinantes Protein (Aminosäuren 21-192 von humanem CD27)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P26842
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel