

Kaninchen-Anti-Humaner-Cd27-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P26842

Artikelnummer: CM0011684



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-anti-humaner-CD27-Antikörper (-Konjugat), validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt CD27/TNFRSF7, einen kostimulatorischen Immunrezeptor auf T-, NK- und B-Zellen. Kreuzreaktiv mit humanem CD27. Immunogen: rekombinantes humanes CD27 (AS 21-192).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humanes CD27 mAb
Bemerkungen/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	939
GeneID	939
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 21-192 des humanen CD27 (NP_001233.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P26842
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Kühlakku