

Kaninchen Anti-Human Cd270/Hvem Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q92956

Artikelnummer: CM0012688



Einführung

ABflo 488 monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD270/HVEM für die Durchflusszytometrie. Zielmolekül ist TNFRSF14 auf B-Zellen, T-Zellen und Monozyten; nützlich für die Immunologie, Infektionskrankheiten und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD270/HVEM mAb
Anmerkungen/Alias	TNFRSF14; ATAR; CD270; HVEA; HVEM; LIGHTR; TR2; TNF-Rezeptor-Superfamilie-Mitglied 14
Spezies	Human
GeneID (Human)	8764
GeneID	8764
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 39-162 des humanen CD270/HVEM (NP_003811.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q92956
Proteingewicht	21kDa/30kDa
Versand	Eisbeutel