

Kaninchen Anti-Mensch Cd270/Hvem Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q92956

Artikelnummer: CM0005704



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD270/HVEM (TNFRSF14), konjugiert mit . Validiert für die Durchflusszytometrie. Zielt auf das Mitglied 14 der TNF-Rezeptor-Superfamilie ab, das an Immunzellensignalisierung, Herpesvirus-Eintritt und Immun-Checkpoint-Regulation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD270/HVEM mAb
Bemerkungen/Alias	TNFRSF14; ATAR; CD270; HVEA; HVEM; LIGHTR; TR2; TNF receptor superfamily member 14
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8764
GenID	8764
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 39-162 von humanem CD270/HVEM (NP_003811.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q92956
Proteingewicht	21 kDa/30 kDa
Versand	Eisbeutel