

Kaninchen Anti-Mensch Cd271/Ngfr Mak Für Durchflusszytometrie - P08138

Artikelnummer: CM0005455



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper spezifisch für humanes CD271/NGFR (p75NTR). Entwickelt für Anwendungen in der Durchflusszytometrie. Ermöglicht die Untersuchung von Neurotrophin-Signalgebung, Zellüberleben und neuronale Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch CD271/NGFR mAk
Bemerkungen/Alias	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR
Spezies	Mensch
Gen-ID	4804
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 29-250 von humanem CD271/NGFR (NP_002498.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	DZ
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P08138
Proteingewicht	35kDa/45kDa
Versand	Eisbeutel